



Veraview iX Intraorális Röntgen Kompakt design kivételes képminőséggel

 J.MORITA MFG.CORP.

- A pozicionáló funkciók könnyed használata
- A kis vezérlőpanel kevés helyet igényel
- A páciens folyamatos védelme: állandó feszültségkontrol
- Az analóg és a digitális mód közötti egyszerű váltás
- LED gombok intuitív grafikával

Thinking ahead. Focused on life.


MORITA

LED vezető a fókuszpont demonstrálásához



Gyors pozicionálás az átlátszó röntgentubus és a LED vezető segítségével.



Specifikációk	
Model	Veraview iX
Hálózati áram	100-120 / 220-240 VAC
Csőfeszültség	60 / 70 kV
Csőáram	7mA
Expozíciós idő	10-2 másodperc
Súly	kb. 23 kg

■ A pozicionáló funkciók könnyed használata

- Átlátszó röntgentubus az egyszerű és megfelelő pozicionáláshoz
- Könnyen értelmezhető LED vezető
- Keskeny, pehelykönnyű kar a sima és megerőltetés nélküli mozgáshoz

■ A kis vezérlőpanel kevés helyet igényel

- A vezérlőegység kicsi és tömör, így gyakorlatilag bármilyen kis helyre telepíthető

■ A páciens folyamatos védelme: állandó feszültségkontrol

- A konstans feszültségkontrol minimalizálja a röntgensugarak elnyelődését.
- A cső feszültségét 60 /70 kV-ban is megadhatja.

■ Az analóg és a digitális mód közötti egyszerű váltás

- A beállítások automatikusan mentésre kerülnek a gép memóriájába mind analóg, mind digitális módban.



■ LED gombok intuitív grafikával

- A kiválasztott mód kiemelése a gyors meggyőződés érdekében.

Gyártó: **J. MORITA Mfg. Corp.**

680 Higashihama Minami-cho,
Fushimi-ku, Kyoto, 612-8533 Japan
Tel: +81-75-611-2141, Fax: +81-75-
622-4595
<http://www.jmorita-mfg.com>

Forgalmazó: **Morita Magyarország**

Mori-Dent Kft.
1147, Budapest, Huszt u. 9. I/3.
Tel./Fax: 061/220-5443 E-mail: info@morident.hu
www.morident.hu