

## Composi-Tight 3DFusion

Hajlított, nem tapadó matricák

Passzol minden fogformához!



Tekintse meg videón a technikát



Szám	Leírás
FXB02	Composi-Tight® 3D Fusion™ Bands Kit 210 darab 50 db FX100, FX175 és FX200 és 30 db FX150 és FX300

**Könnyen kivethető** - 3D Fusion Full-Curve matricák nem lennének teljesek a Garrison által feltalált Slick Band bevonat nélkül.



**Könnyen behelyezhető** - A fejlett hajlított forma javítja a szerkezeti merevséget, így ezek a szalagok a legkönnyebben behelyezhetőek.



	premoláris	premoláris mély cervikális preparációval	premoláris és kis méretű moláris	moláris	moláris mély cervikális preparációval
Composi-Tight® 3D Fusion™ Bands					
vastagság 0,038 mm					
Rész száma magasság mennyiség	FX100 4,4 mm 100 pcs.	FX150 6,0 mm 60 pcs.	FX175 5,6 mm 100 pcs.	FX200 6,6 mm 100 pcs.	FX300 8,7 mm 60 pcs.
Rész száma magasság mennyiség	FX100-M 4,4 mm 50 pcs.	FX150-M 6,0 mm 30 pcs.	FX175-M 5,6 mm 50 pcs.	FX200-M 6,6 mm 50 pcs.	FX300-M 8,7 mm 30 pcs.

## Composi-Tight 3DFusion

Ultra Adaptive Wedges

**Composi-Tight® 3D Fusion™ Wedges** két anyagot egyesítve alkotja a rugalmasság és a retenció tökéletes kombinációját.



**Tartsd tisztán (és szárazon)!**

Composi-Tight® 3D Fusion™ szabadalmaztatott kialakítása könnyedén követi a fog kontúrját, szoros lezárást biztosít és megelőzi a túlérzéseket.



Leírás	Elem	Menny.
Composi-Tight® 3D Fusion™ Wedge Kit	FXK4	400
Composi-Tight® 3D Fusion™ Wedge Kit	FXK4-M	200

	Elem	Menny.	Elem	Menny.
X-Small Yellow (extra kicsi sárga)	FXYL	100	FXYL-M	50
Small Blue (kicsi kék)	FXBL	100	FXBL-M	50
Medium Orange (közepes narancs)	FXOR	100	FXOR-M	50
Large Green (nagy zöld)	FXGR	100	FXGR-M	50

**Nincs fájdalom - csak siker!**

A felfelé álló, silíc-szerű vég és puha sugarú élek elcsúsznak a kofferdam vagy a papilla felett, így a behelyezés traumamentes.



**Uzsonyok, valódi funkcióval**

Puha, retentív uzsonyok lesimulnak a behelyezés során, de visszaugranak kiérve az interproximális térből. Az ékek kihúzódása már a múlté!

**Belül kemény**

A szilárd belső váz könnyű behelyezhetőséget és szeparálást tesz lehetővé, csak úgy mint egy hagyományos ék.



**Igazi puhaság**

A Composi-Tight® 3D Fusion™ Soft Face borítás™ biztosítja azt, amit más ék nem - ténylegesen illeszkedik az interproximális egyenletlenségekhez.

Tekintse meg videón a technikát



## Composi-Tight 3DFusion

Sectional Matrix System



Matrix System  
minden esethez



Garrison  
Dental Solutions

www.garrisondental.com

Garrison  
Dental Solutions

150 DeWitt Lane  
Spring Lake, MI USA  
49456

contactme@garrisondental.com  
www.garrisondental.com

Garrison  
Dental Solutions

www.garrisondental.com

PMENGL2022

© 2022 Garrison Dental Solutions, LLC

## Composi-Tight 3DFusion

Firm Matrix Bands



FX-HHF-00

Az új, merevebb **Composi-Tight® 3D Fusion™** kemény matricák 70%-al jobban ellenállnak a deformációnak mint más matricák, emellett szuper vékonyak, vastagságuk csupán 0,038 mm.



Tékinthe meg videóan a technikát



Elem száma	Leírás
FX-HHF-00 Kit intro	1 Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring Short blue (alacsony kék) 1 Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring Tall orange (magas narancs) 1 Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring Wide Prep green (széles zöld) 60 Assorted Composi-Tight® 3D Fusion™ ék 4 méretben 70 Assorted Composi-Tight® 3D Fusion™ kemény szalag 5 méretben 1 Composi-Tight® 3D Fusion™ gyűrű felhelyező fogó
FX-HHF-50	1 Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring Short blue (alacsony kék) 1 Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring Tall orange (magas narancs) 40 Assorted Composi-Tight® 3D Fusion™ ék 4 méretben 40 Assorted Composi-Tight® 3D Fusion™ kemény szalag 5 méretben 1 Composi-Tight® 3D Fusion™ gyűrű felhelyező fogó

Tékinthe meg videóan a technikát



Elem száma	Leírás
FXR01	Készlet minden gyűrűvel (1x zöld, 1x narancs és 1x kék)
FXP01	Megerősített gyűrű felhelyező fogó

## Composi-Tight 3DFusion

Sectional Matrix System



**Új Composi-Tight® 3D Fusion™ zöld gyűrű széles preparáláshoz**  
Ez a gyűrű tökéletes széles mélyedések esetén és még akkor is tart, ha hiányzik egy csücsök. A széles szilikon hegy megakadályozza, hogy a szalag a kavításba nyomódjon.  
Szám: **FX600 (2 db/csomag) - FX600-1 (1 db)**



**Narancs Composi-Tight® 3D Fusion™ gyűrű retentív hegygel**  
Ultra Grip™ retentív hegy megakadályozza az elcsúszást minden Composi-Tight® 3D Fusion™ gyűrűn. A fejlesztett forma megkönnyíti a gyűrű kinyitását és felhelyezését. Nagy mértű molárisokon is jó tartást biztosít.  
Szám: **FX500 (2 db/csomag) - FX500-1 (1 db)**



**A népszerű két Composi-Tight® 3D Fusion™ gyűrűt most még egyszerűbb kinyitni!**  
Az új gyűrű tökéletesített adaptációt biztosít a záróleceknél a puha szilikon hegyének köszönhetően. Rövid, rosszul elhelyezkedő fogak esetén is kiválóan működik, nagyon jól tart a kofferdam kapocs felett, illetve a szemfog és az első premoláris között is.  
Szám: **FX400 (2db/csomag) - FX400-1 (1 db)**

### A GYÜRÜK CSAK AUTOKLÁVBAN STERILIZÁLHATÓK

Hosszan tartó az új **gyártási eljárásnak** köszönhetően



**Ultra Grip™** retenciósbővítések megakadályozzák a gyűrű leugrását, elcsúszását.

Az első, extra nagy szilikon bővítéssel ellátott gyűrű széles preparációk esetén.

Legjobb fogak közti szeparálást biztosítja interproximális szinten

**Soft Face™** hegyek megerősített marginális széllel a foghoz ölelik a matrica szalagokat.



## Composi-Tight 3DFusion

Firm Matrix Bands

### Új eZ-Place™ Technology



Az új **Composi-Tight® 3D Fusion™** kemény matrica szalagok **eZ-Place™** technológiával megtartják a formájukat használat közben, így szignifikánsan egyszerűbb a behelyezését!

Tékinthe meg a videót



**Tökéletes:**

- Szoros interproximális tereknél!
- Konzervatívabb preparálásokhoz!
- Kezddőknék és haladóknék egyaránt!

**Fusion Firm:**

- 70%-al jobban ellenáll a deformációnak!
- Nagyon vékony, 0,038 mm
- Öt ideális méret!

	premolárisok	premolárisok mély cervikális preparációval	premolárisok kis méretű molárisok	molárisok	molárisok mély cervikális preparációval
Composi-Tight® 3D Fusion™ matrica szalagok					
vastagság	0,038 mm				
Bulk Elem száma	FXH100	FXH150	FXH175	FXH200	FXH300
magasság db/ csomag	4,3 mm 100 pcs.	6,0 mm 100 pcs.	5,3 mm 100 pcs.	6,1 mm 100 pcs.	7,7 mm 100 pcs.
Standard Elem száma	FXH100-M	FXH150-M	FXH175-M	FXH200-M	FXH300-M
magasság db/ csomag	4,3 mm 50 pcs.	6,0 mm 50 pcs.	5,3 mm 50 pcs.	6,1 mm 50 pcs.	7,7 mm 50 pcs.

Elem száma	Leírás
FXHB04	Assorted Band Kit: 5 méret, 300 db
FXHB05	Assorted Band Mini Kit: 5 méret, 150 db



Garrison

Dental Solutions www.garrisondental.com

Garrison

Dental Solutions

www.garrisondental.com